



Tutoriel Tous Anti Covid Vérif

Sur les produits de la marque Apple (iPhone, iPad)

1. Sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur l'icône de l'App store :



1. Dans la barre de recherche, recherchez « Tous anti covid vérif » (1). Puis cliquez sur « Obtenir » (2)




ARTICLE


Covid-19 : restez informés



3 AppStore vous demande de confirmer l'installation. Appuyez sur « Installer ».



4. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur « Ouvrir »



5. L'application Tous Anti Covid Vérif s'ouvre. Acceptez les conditions d'utilisation (uniquement à la première ouverture).




6. Pour commencer les vérifications appuyez sur « Scanner le 2D-DOC ou QR Code »



7. A la première utilisation, l'application demande l'autorisation d'accéder à l'appareil photo. Appuyez sur OK




8. Visez le 2D-DOC / QR Code présenté par l'utilisateur (sur son téléphone avec une bonne luminosité ou sur papier). Il s'agit d'un carré composé de pixels noirs. Il fonctionne comme un code-barre.



9. Trois cas de figure alors :

- Soit le carré n'est pas un certificat COVID (comme dans l'exemple ci-dessus)
- Soit le certificat est valide (voir ci-dessous à gauche)
- Soit le certificat n'est pas valide (voir ci-dessous à droite). Il peut-être expiré (test Covid trop ancien), ou pas encore valide (vaccination trop récente)



Pour ouvrir à nouveau l'application ensuite, retrouvez cette icone sur l'écran d'accueil de votre Smartphone ou tablette :

